

## **Mindestsystemvoraussetzung für cardioscan Checkpoint Software**

- Microsoft Windows® 7, Windows® 8 oder Windows® 10
- Prozessor: mindestens Pentium mit 900 MHz
- mindestens 512 MB RAM
- 2 freie USB-Schnittstellen (für die Verwendung des cardioscan Checkpoints sind abhängig von den externen Messgeräten weitere USB-Anschlüsse erforderlich)
- 500 MB verfügbare Festplattenkapazität (cardioscan CS-3 belegt eingangs ca. 30 MB, benötigt jedoch ca. 1 MB je Messung)
- Grafikkarte Highcolor 16 Bit, Video RAM 32 MB empfohlen
- Internetanschluss
- Monitor mindestens 13,3" (33,8 cm) Display